

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen
OM-SC-DE08CTel. (0 56 61) 71-
2742Fax (0 56 61) 75-
1990Datum
31.03.2014

Chargenrückruf Cavafix®

Wichtige Information, bitte weiterleiten!

Bezeichnung	Artikelnummer	PZN
Cavafix® Certo® 255, Lock	4152557	2330641
Cavafix® Certo® 257, Lock	4152573	2330658
Cavafix® Certo® 275, Lock	4152751	2330664
Cavafix® Certo® 335, Lock	4153359	2330670
Cavafix® Certo® 338, Lock	4153383	2330687
Cavafix® Certo® 355, Lock	4153553	2330693
Cavafix® Certo® 358, Lock	4153588	2330701
Cavafix® Certo® 375, Lock	4153758	2330718
Cavafix® Certo® 375, Lock, Gerollt	4153766	7290432
Cavafix® Certo® 455, Lock	4154550	2330724
Cavafix® Certo® 458, Lock	4154584	2330730
Cavafix® Certo® 475, Lock	4154754	
Cavafix® Certo® 338 mit Splittocan, Lock	4173350	
Cavafix® Certo® 358 mit Splittocan, Lock	4173554	
Cavafix® Certodyn® 355, Lock	4180550	6166977
Cavafix® Certodyn® 375, Lock	4180755	6167008

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge von internen Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass es bei den o. g. Artikeln vereinzelt zu kristallinen Ablagerungen auf der Oberfläche der Cavafix-Schläuche kommen kann. Wir haben uns daher entschieden, die o.g. Artikel vorsorglich zurück zu rufen. Betroffen sind alle Chargen der letzten fünf Jahre. Bereits gelegte Katheter müssen nicht vorzeitig entfernt werden!

Wir bitten Sie, evtl. Bestände dieser Artikel nicht mehr zu verwenden und an uns zurück zu senden. Für die retournierte Ware erhalten Sie selbstverständlich eine Gutschrift. Eine Ersatzlieferung ist uns zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht möglich.

Bitte leiten Sie diese Information an alle relevanten Stellen in Ihrem Haus weiter.

Diese Maßnahme wurde in enger Abstimmung mit der zuständigen Behörde beschlossen. Wir bitten Sie, uns den Erhalt dieses Schreibens bzw. den Chargenrückruf schriftlich zu bestätigen – auch wenn keine Ware mehr vorliegt. Hierfür finden Sie im Anhang ein entsprechendes Formblatt.

Sollten sich darüber hinaus Fragen ergeben, stehen Ihnen die Mitarbeiter des Reklamationsmanagements gerne zur Verfügung.

Kirstin Vogel	05661 - 71 2742
Marcel Zinke	05661 - 71 3627

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und bedauern die Ihnen dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Petzold GmbH

i. V.



Joachim Leimbach

i. A.



Kirstin Vogel